

Méthode de dosage du Methylmercure dans la chair de poisson



The methyl mercury determination technique used for fish tissue in monitoring programmes is described. Chromatographie measurement with electron capture detector is performed on purified toluen extract . La méthode de dosage du méthylmercure dans la chair de poisson utilisée dans les programmes de "suivi" de la qualité du milieu et des produits est décrite dans le présent rapport. Elle est basée sur la mesure chromatographique par capture d'électrons du méthylmercure sur l'extrait toluénique purifié .

Auteurs du document : Averty, Bernard

Mots clés : méthylmercure, dosage, poisson, methyl mercury, analysis, fish tissue

Thème (issu du Text Mining) : ANALYSES ET TESTS

Date : 1989

Format : text/xml

Langue : Français

Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00679/79114/81606.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00679/79114/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/methode-de-dosage-du-methylmercure-dans-la-chair-de-poisson0>

Evaluer cette notice: